

Zuckerschmuck

FIXIERUNGSTAPES

- Hände und Haut müssen trocken und uneingecremt sein! Desinfektionsmittel sollten NICHT rückfetten.
- Ziehe das Tape auseinander, so dass das Trägerpapier auf der Rückseite reißt. Löse das Trägerpapier erstmal nur an einer kleinen Stelle, diese fixierst du leicht an der Haut. Starte eng am Sensor/Pod am besten auf dem kleinen Kleberand. Dann löse Stück für Stück das Trägerpapier und fixiere dabei die Klebefläche durch leichtes Streichen.
- Berühre die Klebefläche möglichst wenig.
- Kein Wasserkontakt 30 Minuten nach dem Aufbringen.
- Unsere Tapes sind Marke. Je nach Hautbeschaffenheit halten diese 3 bis 10 Tage. Auch beim Baden, Duschen, Schwimmen – einfach danach trocken tupfen und nicht reiben!
- Je größer das Tape, desto besser die Haltbarkeit bei Bewegung und im Wasser.
- **Tapes ohne Loch:** Das Tape kommt vollständig über den Sensor. Das Material ist 100% atmungsaktiv und wird die Funktionalität des Sensors nicht beeinträchtigen.
- **Tapes mit Loch:** Die Aussparung ist bewusst kleiner als der Sensor bzw. die Pumpe. Aufgrund der hohen Dehnfähigkeit der Tapes ist so ein perfekter Halt gewährleistet.

STICKER (LESEGERÄT, PUMPEN, TESTSTREIFEN BOX)

- Fülle eine Schale mit Wasser und 2-3 Tropfen Spülmittel.
- Ziehe das Trägerpapier vom Sticker ab und tauche den Sticker kurz ins Wasser.
- Sticker leicht abschütteln und auf das vorher gereinigte Lesegerät etc. legen – der Sticker lässt sich dank Wasserbad schön positionieren.
- Tupfe den Sticker vorsichtig mit einem trockenen Lappen ab.

Schau dir unsere Videos dazu auf unserem Blog an:
www.zuckerschmuck.com/blog/